

# QUELLE SOLUTION SANS-FIL CONVIENT LE MIEUX À VOTRE PATIENT ?

AIDES AUDITIVES  
SANS-FIL  
CONNECTIVITÉ  
TECHNOLOGIE  
FONCTIONS AVANCÉES

## TECHNOLOGIE TRULINK™



Halo

TRULINK™  
2.4 GHz




Appli



Programmeur

Made for  
iPod iPhone iPad

Download on the  
App Store




INTENSE

ACTIF

DYNAMIQUE

- Annulateur de larsen PureWave Feedback Eliminator
- Système de réduction de bruit de préservation de la parole Voice iQ
- Synchronisation contrôles utilisateur avec l'appli TruLink ou contrôles utilisateur avec 3 niveaux\*
- Système directionnel In Vision Directionality en continu
- Technologie de duplication fréquentielle Spectral iQ
- Swap fit
- Auto-apprentissage
- Speech mapping 3D

## TECHNOLOGIE 900SYNC™



Z series™

SURFLINK™  
900 MHz



Mobile



Télécommande



Programmeur



Media



INTENSE

ACTIF

DYNAMIQUE

CALME

BASIQUE

- Annulateur de larsen PureWave Feedback Eliminator
- Système de réduction de bruit de préservation de la parole Voice iQ
- Cartographie Spatiale Stéréophonique, Synchronisation contrôles utilisateur avec 3 niveaux
- Système directionnel In Vision Directionality en continu
- Technologie de duplication fréquentielle Spectral iQ
- Swap fit
- Auto-apprentissage
- Speech mapping 3D

\*Disponible avec un bouton poussoir sur Halo BTE.

# ▶ **CES QUESTIONS PEUVENT VOUS AIDER À PROPOSER LA TECHNOLOGIE LA PLUS APPROPRIÉE.**

	<b>TRULINK™</b> ▼	<b>900 SYNC™</b> ▼
Le patient possède-t-il un iPhone®, iPad® ou iPod Touch®?	<input checked="" type="checkbox"/>	
TruLink est compatible avec les iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPad Air 2, iPad Air, iPad (4 <sup>ème</sup> génération), iPad mini 3, iPad mini avec écran Retina, iPad mini et iPod touch (5 <sup>ème</sup> génération).		
Le patient utilise-t-il son iPhone autre que pour des communications téléphoniques ?	<input checked="" type="checkbox"/>	
Le patient possède-t-il un téléphone portable ?		<input checked="" type="checkbox"/>
Le patient est-il candidat pour un appareillage en RIC ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Le patient a-t-il besoin de contrôles utilisateur ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Le patient est-il candidat pour un appareillage en intra-auriculaires ?		<input checked="" type="checkbox"/>
Le patient a-t-il besoin d'un appareillage puissant (gain élevé) ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Le patient est-il un fervent utilisateur de nouvelles technologies ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Le patient préfère-t-il personnaliser ses programmes ?	<input checked="" type="checkbox"/>	
Le patient préfère-t-il la facilité d'une solution "réglez-la/oubliez-la" ?		<input checked="" type="checkbox"/>
Le patient préfère-t-il écouter de la musique/regarder un film sur son iPhone, iPad ou iPod Touch?	<input checked="" type="checkbox"/>	
Le patient préfère-t-il écouter de la musique/regarder la TV avec son entourage ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Le patient a-t-il un style de vie nomade ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Halo et TruLink sont compatibles avec les iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPad Air, iPad (4<sup>ème</sup> génération), iPad mini 3, iPad mini avec écran Retina, iPad mini, et iPod touch (5<sup>ème</sup> génération). Les mentions « Made for iPod », « Made for iPhone » et « Made for iPad » désignent un accessoire électronique qui a été conçu spécialement afin d'être connecté à des modèles iPhone, iPad et iPod et qui a été certifié par le développeur conforme aux normes de performance d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes de réglementation et de sécurité. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec un iPod, iPhone ou iPad peut affecter la performance sans-fil. Apple, le logo Apple, iPhone, iPad, iPod touch, Siri et FaceTime sont des marques d'Apple Inc., enregistrées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque d'Apple Inc.